

# Splintaggio Parodontale

Procedura/Studio del

Odont. Dott. Lukas Sigrist - Ostermundigen / Svizzera

F-Splint-Aid Slim

## Case Report

La paziente (77 anni), con buona igiene dentale, è molto preoccupata dall'aumento di mobilità del dente 31. Malgrado la mancanza di denti nella regione laterale posteriore, la paziente vorrebbe evitare una dentiera (parziale).

Dopo la consultazione, è stata diagnosticata una parodontite marginale superficiale generalizzata con trauma oclusale simultaneo del dente 31.

Il caso seguente illustra lo splintaggio del dente 31 con gli altri incisivi mandibolari.



01

Situazione preoperatoria, veduta lato orale della mandibola anteriore.



02

Situazione preoperatoria, veduta linguale della mandibola anteriore.



03

Immagine radiografica degli incisivi mandibolari.



04

Dopo aver esaminato l'occlusione, si procede alla mordenzatura dello smalto degli incisivi mandibolari. Data l'accresciuta mobilità di diversi denti, si raccomanda inizialmente di fissare leggermente la posizione desiderata dei denti applicando nello spazio interdentale un agente adesivo o un composito scorrevole.

Si ottiene così una base di lavoro stabile. Quindi si applica in modo ordinato e preciso il nastro in fibra di vetro F-Splint-Aid Slim servendosi dei fermi di applicazione. I fermi facilitano l'ergonomia dell'operazione, favorendo il posizionamento dello splint e permettendo di inserire a fondo il nastro in fibra di vetro nella regione approssimale. Una volta nella posizione desiderata, il nastro in fibra di vetro potrà poi essere polimerizzato. Dopo la rimozione dei fermi, il nastro in fibra di vetro viene ricoperto con il composito scorrevole e il lavoro viene finalizzato.



05

Veduta linguale post-operatoria dello splintaggio.



06

Veduta post-operatoria lato orale dopo preparazione dello splintaggio. Non c'è alcun problema estetico e non viene ostacolata la pulizia degli spazi interdentali.

## Conclusione

Il sistema F-Splint-Aid di Polydentia è una soluzione rapida, facile ed economica per lo splintaggio parodontale dei denti mobili. Il sistema dà la possibilità di applicare uno splint sottilissimo, ben accettato dai pazienti perché non disturba la funzionalità, né compromette l'estetica.