



1 Pour the liquid into the container (max 4ml).



2 Position the membrane.



3 Press gently on the membrane. Hy-Drop releases the liquid drop by drop.



Can be interconnected.

English • ATTENTION

Hy-Drop is compatible with: alcohol (max. 70%), chlorhexidine (max. 2%), hydrogen peroxide (max. 30%), sodium hypochlorite (max. 12%), EDTA (17%) and distilled water.

Español • ATENCIÓN

Hy-Drop es compatible con: alcohol (máx. al 70%), clorhexidina (máx. al 2%), peróxido de hidrógeno (máx. al 30%), hipoclorito sódico (máx. al 12%), EDTA (17%) y agua destilada.

Italiano • ATTENZIONE

Hy-Drop è compatibile con: alcool (max. 70%), clorexidina (max. 2%), perossido di idrogeno (max. 30%), sodio ipoclorito (max. 12%), EDTA (17%) e acqua distillata.

Deutsch • ACHTUNG

Der Flüssigkeitsspender Hy-Drop eignet sich für: Alkohol (max. 70%), Chlorhexidin (max. 2%), Wasserstoffperoxid (max. 30%), Natriumhypochlorit (max. 12%), EDTA (17%) und destilliertes Wasser. **Bei Beschädigungen, die auf die Verwendung von anderen Substanzen zurückzuführen sind, werden Austausche ausgeschlossen.**

Français • ATTENTION

Hy-Drop est compatible avec: l'alcool (70% maximum), la chlorhexidine (2% maximum), le peroxyde d'hydrogène (30% maximum), l'hypochlorite de sodium (12% maximum), EDTA (17%) et l'eau distillée.

Nederlands • WAARSCHUWING

Hy-Drop is compatibel met: alcohol (max. 70%), chlorhexidine (max. 2%), waterstofperoxide (max. 30%), sodiumhypochloriet (max. 12%), EDTA (17%) en gedestilleerd water.

Português • ATENÇÃO

O Hy-Drop é compatível com: álcool (máx. 70%), cloro-hexidina (máx. 2%), peróxido de hidrogénio (máx. 30%), hipoclorito de sódio (máx. 12%), EDTA (17%) e água destilada.

Norsk • VIKTIG

Hy-Drop er kompatibel med: alkohol (maks. 70%), klorhexidinn (maks. 2%), hydrogenperoksid (maks. 30%), natriumhypokloritt (maks. 12%), EDTA (17%) og destillert vann.

Dansk • BEMÆRK

Hy-Drop er kompatibel med: alkohol (maks. 70%), klorhexidin (maks. 2%), hydrogenperoxid (maks. 30%), natriumhypoklorit (maks. 12%), EDTA (17%) og destilleret vand.

Suomi • VARNING

Hy-Drop on yhteensopiva seuraavien aineiden kanssa: alkoholi (enint. 70 %), kloorihexidiini (enint. 2%), vetyperoksid (enint. 30%), natriumhypokloriitti (enint. 12%), EDTA (17%) ja tislattu vesi.

Svenska • Huom

Hy-Drop är kompatibel med: alkohol (max 70%), klorhexidin (max 2%), väteperoxid (max. 30%), natriumhypoklorit (max 12%), EDTA (17%) och destillerat vatten.



Ελληνικά • Προσοχή

Το Hy-Drop είναι συμβατό με: αλκοόλη (μέγ. 70%), χλωρεξιδίνη (μέγ. 2%), υπεροξείδιο του υδρογόνου (μέγ. 30%), υποχλωριώδες νάτριο (μέγ. 12%), EDTA (17%) και απεσταγμένο νερό.

Polski • Uwaga

Preparat Hy-Drop można stosować z alkoholem (maks. 70%), chlorheksydyną (maks. 2%), nadttlenkiem wodoru (maks. 30%), podchlorynem sodowym (maks. 12%), EDTA (17%) i wodą destylowaną.

Русский • Внимание

В диспенсере Hy-Drop рекомендуется хранить следующие жидкости: спирт (не более 70%), хлоргексидин (не более 2%), перекись водорода (не более 30%), гипохлорит натрия (не более 12%), EDTA (17%) и дистиллированную воду.

Česky • Pozor

Hy-Drop je možno používať na: alkohol (max. 70%), chlorhexidín (max. 2%), peroxid vodíku (max. 30%), chlórnan sodný (max. 12%), EDTA (17%) a destilovanou vodu.

Magyar • Figyelem

A Hy-Drop alkoholal (max. 70%-ig), klórhexidinnel (max. 2%-ig), hidrogén-peroxidál (max. 30%-ig), nátrium-hipoklorittal (max. 12%-ig), EDTA (17%-ig) és desztillált vízzel kompatibilis.

Türkçe • Dikkat

Hy-Drop; alkol (azami %70), klorheksidin (azami %2), hidrojen peroksit (azami %30), sodyum hipoklorit (azami %12), EDTA (%17) ve saf su ile kullanima uygundur.

한국어 •ご注意!

Hy-Dropは次の物質に適応しています：アルコール（最大70%）、クロロヘキシジン（最大2%）、過酸化水素（最大30%）、次亜塩素酸ナトリウム（最大12%）、蒸留水。

中文 • 注意

Hy-Drop与以下溶液配伍：乙醇（最高含量70%）、氯己定（最高含量2%）、过氧化氢（最高含量30%）、次氯酸钠（最高含量12%）和蒸馏水。

日本語 • 주의

Hy-Drop(하이 드롭)은 알코올(최대 70%), 클로렉시딘(최대 2%), 과산화수소(최대 30%), 차아염소산나트륨(최대 12%) 및 증류수와 호환됩니다.

연급된 이의의 물질을 사용하면 제조업체로부터 보증을 받을 수 없고 제품을 손상시킬 수도 있습니다.

عربي • هيڤنٲ

70% (صقأأ ءءب) لولءلأ : عم "Hy-Drop" بورد ياه ءامص قناوئي صقأأ ءءب) يئي يونكأالآ ءامالو (2% صقأأ ءءب) يئي يونكوروللقلأ و رطقبأ ءامالو (12% صقأأ ءءب) ءوي ءوصلأ تيروكوبويو (30% قءلئ نا كءميو، ءروكءءبأ ريغ عءأ ءاوم ءءءءسا عن صءبأ نءضي ال ءءءبأ ب رءضبأ

INSTRUCTIONS FOR USE



Please read carefully and keep for future reference.

Hygienic liquid dispenser

POLYDENTIA SA
Swiss Products for Fine Dentistry



For professional use only

Made in Switzerland Polydentia SA • CH - 6805 Mezzovico-Vira
Tel. +41 (0)91 946 29 48 • Fax +41 (0)91 946 32 03
www.polydentia.com • info@polydentia.com

Order Form:

Description	Quantity
REF 5411/Y Hy-Drop yellow, 5 membranes	
REF 5411/O Hy-Drop orange, 5 membranes	
REF 5411/G Hy-Drop green, 5 membranes	
REF 5411/V Hy-Drop violet, 5 membranes	
REF 5411/B Hy-Drop blue, 5 membranes	
REF 5415 5 membranes, refill pack	

Address Dental Dealer

Stamp

Signature, Date

POLYDENTIA SA
Swiss Products for Fine Dentistry



www.polydentia.com • sales@polydentia.com